



FLOCARE

RAVINNON-
SIIRTOLAITTEISTO

Flocare -RAVINNONSIIRTOLAITTEISTO

Annosteltaessa Flocare Infinity -syöttöpumpulla



Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite

- Sopii suoraan letkuravintovalmistepakkaukseen
- Pulloadapteri mahdollistaa yhdistämisen pulloihin; mukana ripustin
- Tippakammio ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
- **ENFit**



Flocare Infinity reppusiirtolaite

- Sopii suoraan letkuravintovalmistepakkaukseen
- Sopii käytettäväksi Infinity Go -selkäreppun kanssa
- Lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
- **ENFit**

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Flocare Infinity universaali pumppusiirtolaite	1983824	589825
Flocare Infinity reppusiirtolaite	1986082	586520



Flocare säiliö Flocare Infinity -pumppuun

- Käytetään veden ja lasten jauhemaisesta erityisvalmisteesta sekoitetun letkuravinnon annosteluun
- Pussiosa pehmeää muovia
- Tilavuus 2 litraa, mitta-asteikko 100–2000 ml
- Tippakammio ja lääkkeenanto-/huuhteluhaarake
- **ENFit**

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Flocare säiliö Flocare Infinity -pumppuun	1984715	590068

RAVINNONSIIRTOLAITTEISTON OMINAISUUDET

- ENFit-liitännät
- Ravinnonsiirtolaitteiston vaihtoväli letkuravinnon annostelussa on 24 tuntia
- Flocare säiliön vaihtoväli on 7 vrk, kun sitä käytetään veden annosteluun
- Eivät sisällä lateksia eivätkä ftalaatteja

YHTEENSOPIVUUS

Kaikki Nutrician siirtolaitteet sopivat suoraan ENPlus letkuravitsemus tuotteisiin. Mikäli käytössänne ei ole ENFit-syöttöletkut ja -oraaliruiskut, välikappaleet on tilattava erikseen Tamrosta. Katso koodit kohdasta Flocare - LISÄTARVIKKEET.

Annosteltaessa käsivaraisesti



Flocare universaali siirtolaite käsivaraiseen annosteluun

- Sopii suoraan letkuravintovalmistepakkaukseen
- Pulloadapteri mahdollistaa yhdistämisen pulloihin; mukana ripustin
- Tippakammio, rullasulkija ja lääkkeenanto-/huuteluhaarake
- **ENFit**

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Universaali ravinnonsiirtolaite käsivaraiseen annosteluun	1920933	589755



Flocare säiliö käsivaraiseen annosteluun

- Käytetään veden ja lasten jauhemaisesta erityisvalmisteesta sekoitetun letkuravinnon annosteluun
- Pussiosa pehmeää muovia
- Tilavuus 2 litraa, mitta-asteikko 100–2000 ml
- Tippakammio, rullasulkija ja lääkkeenanto-/huuteluhaarake
- Veden annosteluun käytettäessä vaihtoväli 7vrk
- **ENFit**

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Flocare säiliö käsivaraiseen annosteluun	1742436	589785

Flocare -SYÖTTÖLETKUT

Flocare PUR -syöttöletkut



Nasogastrinen syöttöletku letkuruokintaan mahalaukuun

- Röntgenpositiivinen, läpinäkyvä polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein ja valmiiksi liukastettu ohjainvaijeri
- Värikoodattu ruokintayhdistäjä
- Pyörästetty avonainen kärki ja kaksi sivuaukkoa (Ch 5/50 cm letkussa suljettu kärki)
- Steriili

Vaihtoväliuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 5/50 cm (harmaa)	1533595	594566	1,0/1,7 mm
CH 6/60 cm (vaalean vihreä)	1533561	594567	1,1/2,0 mm
CH 6/110 cm (vaalean vihreä)	1533587	594568	1,1/2,0 mm
CH 8/110 cm (sininen)	1610849	594569	1,8/2,7 mm
CH 10/110 cm (musta)	1610997	594570	2,1/3,3 mm
CH 12/110 cm (valkoinen)	1533637	594571	2,6/4,0 mm
CH 14/110 cm (tumman vihreä)	1533645	594572	3,2/4,7 mm

Flocare Nasogastrinen syöttöletku tyhjennyshaarakeella

Flocare nasogastrinen syöttöletku tyhjennyshaarakeella

- Röntgenpositiivinen, läpinäkyvä polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein ja valmiiksi liukastettu ohjainvaijeri
- Pyöristetty avonainen kärki ja 5 sivuaukkoa
- Yhdistelmäletku, jota voidaan käyttää sekä enteraaliseen ravitsemukseen että vatsalaukun tyhjentämiseen ja tarkistamiseen tarvittaessa
- Sekä ENFit-ravitsemusportti että tyhjennyshaarake ovat suljettavissa ja avattavissa toisistaan riippumatta pikasulkijoilla
- Steriili

Vaihtovälisuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 14/110 cm (vihreä)	2398444	624856	2,4/3,3 mm

HUOM.

Yhdistelmäletku:
kaksi toimintoa



Flocare Bengmark -nasojejunaaliletku

Nasojejunaaliletku letkuruokintaan pohjukais- tai ohutsuoleen, esim. varhaiseen postoperatiiviseen letkuruokintaan

- Röntgenpositiivinen polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 1 cm välein
- Kärkipaksunnos, jossa neljä sivuaukkoa
- Letkun kärki on n. 23 cm:n matkalta spiraalimaisesti kierteillä (Flocare Bengmark -patentti)
- Erillinen Hydromer-päälysteinen ohjainvaijeri, jonka kärjessä suojauspaksunnos
- Letkussa kiinteästi polyuretaaninen ruokintayhdistäjä
- Mikäli letku halutaan lyhentää, on tilattava erillinen metallikiinnityksellä oleva ruokintayhdistäjä (591397)
- Steriili

Vaihtovälisuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 10/145 cm	1127786	594825	2,4/3,3 mm



Flocare nappisyöttöletku

Mic-Key-syöttönappien kanssa yhteensopiva nappisyöttöletku

- 30 cm pituinen nappisyöttöletku
- 90 astetta kääntyvä kulmayhdistin helpottaa liikkumista
- Pikasulkija

Vaihtovälisuositus:

7 päivää

TILAUSTIEDOT (MY 5 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Sopii käytettäväksi Mic-Key-syöttönappin kanssa	2113462	591398



Flocare PEG-letkut



Perkutaaninen endoskooppinen gastrostomialetku pitkäaikaiseen letkuruokintaan mahalaukuun

- Läpinäkyvä 40 cm pituinen, rtg-positiivinen carbothane-polyuretaani -letku, jossa:
 - sisäinen kiinteä pidikelevy
 - Hydromer-päällysteinen silmukallinen kärki
 - pituusmerkinnät sentin välein ad 12 cm pidikelevystä
- Silikoninen kiinnityslevy, joka estää letkun taittumisen ja pitää letkun paikallaan vatsanpeitteiden suuntaisesti
- Polyuretaaninen monikäyttöinen ruokintayhdistäjä
- Erillinen lisäpidike, joka varmistaa kiinnityksen
- Pikasulkija
- Setissä mukana: sisäänvientikanyyli, silmukallinen vajjeri ja veitsi
- PEGin voi korvata myöhemmin Flocare gastrostomialetkulla

Vaihtovälisuositus:

Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 1 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 10	1117555	594820	2,1/3,3 mm
CH 14	1117522	594821	3,2/4,7 mm
CH 18	1207851	594822	4,4/5,9 mm

Flocare Gastrostomialetku



Letkuruokintaan PEG:n tilalle stoomakanavan muodostumisen jälkeen tai napin tilalle. (Gastrostomian teosta vähintään 6 viikkoa)

- Silikoninen 14 cm pituinen gastrostomialetku, jossa ballonki
- Pituusmerkinnät sentin välein ad 6 cm ballongista
- Ruokintayhdistäjä, jonka sivussa värikoodattu ballongin täyttöreitti
- Silikoninen kiinnityslevy, joka estää letkun taittumisen ja pitää letkun paikallaan vatsanpeitteiden suuntaisesti
- Pikasulkija

Vaihtovälisuositus:

Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 2 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 10, 3 ml	1127992	594814	1,7/3,3 mm
CH 14, 5 ml	1128008	594815	1,9/4,6 mm
CH 18, 15 ml	1128016	594817	3,1/5,9 mm
CH 20, 15 ml	1744283	594818	3,5/6,6 mm

Flocare Bengmark PEG/J -letku



PEG:n kautta asennettava jejunaaliletku letkuruokintaan pohjukais- tai ohutsuoleen

- Sininen röntgenpositiivinen polyuretaaniletku, jossa pituusmerkinnät 10 cm välein ja valmiiksi liukastettu ohjainvajjeri
- Letkun kärjessä on kaksi sivuaukkoa ja letku on kärjestä n. 23 cm matkalta spiraalimaisesti kierteillä (Flocare Bengmark -patentti)
- Kärjessä endoskooppista asentamista helpottava antennimainen pää
- Letkussa kiinteästi asetettuna punainen Y-yhdistäjä, joka liitetään PEG Ch 18:aan jejunaaliletkun läpivienttiä varten
- Pakkauksessa mukana erillinen ruokintayhdistäjä, jota voidaan käyttää, mikäli letkua halutaan lyhentää potilaan tarpeiden mukaan
- Steriili

Vaihtovälisuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

TILAUSTIEDOT (MY 1 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO	SISÄ-/ULKO-HALKAISUJA
CH 9/105 cm	1533660	594823	3,0/3,2 mm

ENFit RUISKUT, PILLI, KORKKI JA ADAPTERI

ENFit-oraaliruiskut



ENFit-oraaliruiskut

- Ruiskut ovat yhteensopivia ENFit-yhdistäjällä varustettujen syöttöletkujen ja ravinnonsiirto-laitteiden kanssa.
- ENFit-liitäntä varmistaa kiinnipysymisen letkussa veden, lääkkeiden tai letkuravintovalmisteen antamisen ajan.
- 1 ml, 2,5 ml, 5 ml sekä 60 ml:n ruiskuissa kärkiosat on suunniteltu erityisesti tarkkaan an-nosteluun. Suosittelemme silti pillin käyttöä lääkkeen ruiskuun vetämiseen, kun annostellaan tarkasti pieniä määriä.

Vaihtovälisuositus: Ruiskut ovat kertakäyttöisiä.

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

		TILAUSNRO	TUOTENRO
1 ml	Lääkkeiden annosteluun	2479871	616327
2,5 ml	Lääkkeiden annosteluun	2480028	616326
5 ml	Lääkkeiden annosteluun	2480176	621824
10 ml	Lääkkeiden annosteluun	2112266	591421
20 ml	Letkun huuhteluun	2112563	591422
60 ml	Letkuravinnon bolus-annosteluun	2112571	624823
100 ml	Letkuravinnon bolus-annosteluun	2480325	605967

Pilli, korkki ja pulloadapteri ENFit oraaliruiskuun



Pilli oraaliruiskuun

- Suosittelemme pillin käyttöä lääkkeen ruiskuun vetämiseen, kun annostellaan tarkasti pieniä määriä lääkkeitä.
- Pilliä poistettaessa tulee ruiskun kärjen olla alaspäin, että turvataan ruiskun aseptinen käsitely.

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

		TILAUSNRO	TUOTENRO
150 mm	Pilli oraaliruiskuun, steriili	2110336	611571



Korkki oraaliruiskuun

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

		TILAUSNRO	TUOTENRO
	Korkki oraaliruiskuun, steriili	2110187	619488



Adapteri lääkepulloon

- Lääkkeiden vetämiseen pullosta
- Halkaisija 17 mm - 20,5 mm

TILAUSTIEDOT (MY 100 KPL)

		TILAUSNRO	TUOTENRO
	Adapteri lääkepulloon	2399467	622565



Bolus-adapteri

- Turvalliseen ja hygieeniseen annosteluun ruiskun avulla
- Kertakäyttöinen
- Steriili

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

		TILAUSNRO	TUOTENRO
	Bolus-adapteri	2400836	589740

Flocare - LISÄTARVIKKEET

Välikappaleet



ENFit/ENLock-välikappale

- ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja ENLock-syöttöletkun yhdistämiseen sekä ENLock-syöttöletkun huuhteluun ENFit-ruiskulla



Välikappale lääkkeenantohaarakkeeseen tai ENFit-syöttöletkuun

- Oraali-, luer- ja ENLock-ruiskun ja ENFit-ravinnonsiirtolaitteen tai -syöttöletkun yhdistämiseen



ENFit/Ei-ENLock -välikappale

- ENFit-ravinnonsiirtolaitteen ja muiden kuin ENLock tai ENFit-syöttöletkujen yhdistämiseen

TILAUSTIEDOT (MY 30 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
ENFit/ENLock välikappale	2484954	589732
Välikappale lääkkeenantohaarakkeeseen	2479418	589738
ENFit/Ei-ENLock välikappale	2485100	589828

Muut lisätarvikkeet



Korkki syöttöletkuun ja lääkkeenantohaarakkeeseen

TILAUSTIEDOT (MY 2 X 50 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Korkki syöttöletkuun ja lääkkeenantohaarakkeeseen	2399442	589739



Ruokintayhdistäjä

- Varaosa PEG-settiin ja Flocare Bengmark -nasojejunaaliletkuun (CH 10)

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Ruokintayhdistäjä CH 10	1117548	591397
Ruokintayhdistäjä CH 14	1117514	591395
Ruokintayhdistäjä CH 18	1207869	591396



Kiinnityslevy

- Varaosa PEG-settiin ja Flocare Gastrostomialetkuun

TILAUSTIEDOT (MY 10 KPL)

	TILAUSNRO	TUOTENRO
Kiinnityslevy CH 10	1117589	35709
Kiinnityslevy CH 14	1117571	35710
Kiinnityslevy CH 18	1207877	35711

SYÖTTÖPUMPPU, REPPU, TELINEET JA TUKIMATERIAALI

Flocare Infinity -syöttöpumppu



- Annostelee letkuravinnon tasaisesti ja tarkasti – käyttö on turvallista ja helppoa
- Antaa turvallisuutta ja varmuutta letkuravitsemukseen
- Pumppu on kevyt ja pienikokoinen, joten sitä voidaan kuljettaa myös mukana
- Pumpun voi huuhdella juoksevilla vedellä

TILAUS/HUOLTO/PALAUTUS

Nordic Service Group
puh. 010 397 5404
service.fi@nordicservicegroup.com

- Virtuaalinen pumppukoulutus mm. suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:
www.nutriciaflocare.com

Flocare Infinity Go -selkäreppu



- Reppussa säädettävät remmit, joten se sopii kaiken kokoisille ja antaa vapauden liikkua
- Aikuisille musta malli ja lapsille sinipunainen lyhyemmällä remmeillä
- Reppu sisältää irrallisen muovitelteen, johon on helppo kiinnittää syöttöpumppu ja letkuravintovalmistepussi

- Muovitelne seisoo tukevasti esim. pöydällä

- Tilaukset

Terveystuotteen ammattilaiset:

Tamro, tilausnumerot: aikuisten reppu 2490951, lasten reppu 2490803

Potilaat/omaiset:

Nordic Service Group,
puh. 010 397 5404

Flocare Infinity -pöytäteline



- Muovinen pöytäteline, johon sopii Infinity-pumppu ja letkuravintovalmistepakkaus
- Tilausnumero 35782
- Tilaukset: Nordic Service Group
puh. 010 397 5404
service.fi@nordicservicegroup.com

Tukimateriaali kotiutukseen ja koulutukseen



- Letkuruokinnan koulutuspaketti
- Käytännönläheinen tukimateriaaliansio kotiuttajalle
- Letkuravitsemuksen kotihoito-opas potilaalle annettavaksi
- Oma materiaali lapsille ja aikuisille

Tilaukset ja jakelu

Flocare Infinity -syöttöpumpun tilaukset ja huollot:

Nordic Service Group (puh. 010 397 5404,
service.fi@nordicservicegroup.com)

Reput ja telineet: tilaukset Tamrosta (terveydenhuollon ammattilaiset) ja Nordic Service Group (potilaat/omaiset)

Nutricia Medical Oy

Linnankatu 26 A, 20100 Turku

Puh. (02) 274 4111 | info-suomi@nutricia.com

www.nutricia.fi